

Stolvekt Wunder DE5 Klasse III og MDR. 300kg.

Prisen inkluderer sertifisering og kalibrering.

Produktnummer: CM70400

Wunder DE5: Medisinsk Stolvekt med Intelligent BMI-løsning. Vei kapasitet 300 kilo XXL. Medisinsk godkjent Klasse III MDR. Dette er en meget solid og brukervennlig stol vekt for medisinsk bruk. Stor lettlest skjerm og hele 20 taster. HOLD, TARE, BMI og ZERO funksjon. Alle fire hjulene kan roteres. To stk med brems. Oppløft bare armlener og fothvilere. Produsert i Italia. Norsk bruker manual. OBS: Verifisering og kalibrering inkl i prisen. Hele 2 års garanti. På lager eller kort leveringstid.



Wunder DE5: Medisinsk Stolvekt med Intelligent BMI-løsning.

Solid vekt med hele 2 års garanti.

Robust og elegant stolvekt fra vår Italienske produsent. Vei kapasitet på hele 300 kilo.

Store robuste hjul, alle svingbare. Armlener kan slås opp og regulerbare fothvilere.

Typegodkjent som medisinsk vekt Klasse III ihht 93/427EEC. MDR.

Stort lettlest display med super enkel beregning av BMI og hold-funksjon, vibrasjonfunksjon mm.

Flere tilkoblingsmuligheter mot data som opsjon. Leveres med batterikasse for bruk av vanlig 6 stk AAA batterier. Lader og oppladbare batterier som opsjon.

Enkelt valg om du er opptatt av enestående kvalitet og gjennomtenkt brukervennlighet. Prisgunstig. Produsert i Italia. Leveres ferdig sertifisert.

Design og komfort

Oppfellbare armlener og fotstøtter: Gjør det enkelt for pasienten å sette seg inn i stolen fra siden (f.eks. fra en seng eller rullestol).

Setestørrelse: Typisk setebredde er 54 cm, som gir god plass for de fleste pasienter.

Base for all products

Vekt	20.0 kg
Lengde	80.0 cm
Bredde	60.0 cm
Høyde	112.0 cm
Bestillingsvare eller på lager	På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70400>