

# Fingertip Pulsoksymeter CMS50H med PI

Produktnummer: CM10013

Avansert pulsoksymeter som også måler PI. (Viser kvaliteten på målingen). Enkel i bruk. Visning av puls som bølgeform. Data kan overføres til PC.

Ett av våre beste fingertupp pulsoksymeter. Utskiftbare batterier med brukstid ca. 20 timer. Brukes for måling og kontroll av non-invasivt oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO2) og pulsrate. Pulsoksymeteret måler også pasientens PI (Blodgjennomstrømming) som er en god indikasjon på kvaliteten av målingen. Pasienten kan ha lav PI som følge av f.eks kalde fingre. CMS50H har en meny for innstilling av høye og lave verdier for alarm, samt at det er mulig å overføre data til PC. Bakgrunns belyst fargeskjerm. Slår seg selv av når den ikke er i bruk. Varsel for lavt batterinivå. Kan brukes av voksne og barn ned til ca 20 kilo. CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk brukermanual.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10013>