

Ny versjon og vesentlig forbedret diagnostisk sentrifuge for blodprøver 15ml x 8 rør. Perfekt for legekontor og sykehjem.

Produktnummer: CM31012

Enkel i bruk og stillestående. CE, RoHS, MDR samsvarserklæring og norsk brukermanual. Vekt 15 kilo. Lagervare og kan sendes ut i morgen. Swingout rotor gir perfekt resultat. 4 ulike programmer. Nærmere 1000 stk solgt til norske sykehjem og legekontorer.

Bordmodell med 15ml 8 svingrotor. Brukervennlig og stillestående, under 55 dB. (65 dB er max i standard for sentrifuger).

Caremed AS egen produserte sentrifuge. Helt ny og vesentlig forbedret versjon. Nyutviklet 5Amp børsteløs motor gjør at den raskt oppnår innstilt hastighet. Sentrifugen husker sist brukte hastighet og er svært enkel i bruk. Mulighet for å legge inn 4 forhåndsprogramerte programmer. Elektronisk lås og forbedret teknologi. Beskyttede trykkfølsomme knapper for innstilling gjør sentrifugen svært enkel, øker levetiden og forenkler rengjøringen. Automatisk beregning av G tallet. Max G 2200 som ligger innenfor **internasjonale krav** for denne sentrifugens bruksområde. Max hastighet: 4000rpm. Leveres med 15ml x 8 rustfri svingrotor. Rustfritt kammer som er lett å komme til for rengjøring. Leveres med adaptore for å kunne tilpasse ulike rør.

Sikkerhetslås og tydelig lydvarsel for avsluttet arbeidsoppgave.

Nødstopps funksjon.



Base for all products

Vekt	20 kg
Lengde	36 cm
Bredde	32 cm
Høyde	28 cm
Bestillingsvare eller på lager	Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM31012>