

# Vitalmonitor MD2000C Vifteløs.

## Intervallmåling.

Produktnummer: CM90800

Moderne vifteløs Pasientmonitor. Måler blodtrykk, PI, SpO2 og PR. Pulsbar bølgeform. Alarm funksjon. Veier bare 1 kilo. Opsjon på EtCO2, GLU, TEMP og Vekt. Passer for sykehjem og institusjoner.

Stort 7" TFT-skjerm gir god oversikt.

**Uten vifte for å unngå krysskontaminering.**



Manuelle og tilpassede NIBP-målemetoder gir fleksibilitet for forskjellige kliniske applikasjoner.

lagre opptil 10 000 sett med måling av stikkprøver, eller 72 timers kontinuerlig overvåkningsdata.

bærehåndtaket gir enkel transport og portabilitet.

Det store internminne kan

8 timers drift med batteri. Det integrerte

Pasient grupper: Barn og voksen.

Tilvalg som sidestrøm EtCO2 eller valgfri strekkodeleser. Kan kobles mot trådløst EMR tilkobling for pasientadministrasjon og effektiv journalføring.

Tilvalg eller oppkobling må bestilles med monitoren. Opsjon for tilkobling til Etco2, GLU, Temp og kroppsvekt.

Kan sømløst kobles til HIS/EMR etc og så kan pasientdata mottas eller overføres ved et klikk.

CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk hurtigmanual.

### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90800>