

# Kapnograf

Produktnummer: CM60031

Brukervennlig End-Tidal CO<sub>2</sub> måle funksjon. RESP måling. Alarm funksjon. Enkeltstående produkt. Vi leverer koblinger på forespørsel.

**Kapnografi** måler karbondioksid i utåndingsluft (end tidal carbon dioxide – ETCO<sub>2</sub>) og gjenspeiler produksjon, transport via blodbanen og utlufting via lungene. Teknikken er best kjent ved vurdering av ventilasjon av pasienter, men kan også brukes som et indirekte mål på pasientens sirkulasjon, forutsatt at CO<sub>2</sub>-produksjon og ventilasjon holdes konstant. Author: Bård E. Heradstveit

Kapnografen kobles til pasientens luftveier ved luftveisadapteren og pusterøret. Den kan oppdage lungeventilasjonsfunksjon og reflektere sirkulasjon og lungestrømningstilstand, samt indirekte gjenspeile alveolar ventilasjon, som er aktuelt for bruk i akuttoverføring før sykehus, akuttmottak, ICU, operasjonsrom, neonatologi, åndedrettsavdeling og andre anledninger.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM60031>