

# MD300C52 Fingertip Pulsoksymeter for barn

Produktnummer: CM10050

Morsomt pulsoksymeter for barn med dyrebilde. OBS: Fargen kan variere. Leveres med silikon deksel, liten veske og rem.

Pulsoksymeter i bamseutforming. Levers med silikondeksel og etui. 2 stk AAA batterier følger med. Slår seg av automatisk. Fargeskjerm viser SpO2, puls og pulsfrekvens. Beregnet for barn. CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk brukermanual.



## Base for all products

Vekt	0.05 kg
Lengde	5.8 cm
Bredde	3.2 cm
Høyde	3.4 cm
Bestillingsvare eller på lager	På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10050>