

MD300C228 Pulsoksymeter Fingertip med Blåtann

Produktnummer: CM10043

Med blåtann og PI. Ypperlig for hjemmehelse applikasjoner.

OLED-skjerm med farge SpO₂, PR og grafisk pulsvisning. 2-retninger- skjermen gir praktisk avlesning. Måler PI.

Slås automatisk av. 2 stk alkaliske batterier i AAA-størrelse. Bluetooth 4.0 for dataoverføring innenfor 10 meter. Egen app for å administrere dataene og dele med et annet system.

Ypperlig for hjemmehelse applikasjoner.



Base for all products

Vekt	0.05 kg
Lengde	5.7 cm
Bredde	3.2 cm
Høyde	3.4 cm
Bestillingsvare eller på lager	Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10043>