

MD300CI218 med Blåtann overføring.

Produktnummer: CM10014

Ett av våre beste pulsoksymeter. SpO₂, PR og PI. Tydelig visning av pulsølge. Bruksområde voksen til spebarn. Kan falle i gulvet fra 1 meter 60 ganger uten å ta skade. Sprut og støvtett. Svært god nøyaktighet. Måler nøyaktige resultater ned til PI 0,1%.

Fingertipp Pulsoksymeter med blåtann. Dette er testet mot langt dyrere oksymerer og var overlegen på resultat. Dette pulsoksymeteret er i særklasse for stabile og nøyaktige målinger med sin unike OxyAct Teknologi. 1,2» skjerm med OLED og en egen utviklet teknikk for å redusere gjenskin i skjermen. Nøyaktighet i toppskjiktet. Tydelig fargedisplay viser SpO₂, PR, PI og pulsrytme. Varsel om ustabile målinger for mer nøyaktighet. Varsler om lite strøm på batteriene. Bruker vanlige AA batterier. Slår seg automatisk av etter bruk. Dette pulsoksymeteret passer godt til bruk på sykehus, Legevakt eller legekontorer. CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk brukermanual.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10014>