

Wear O2 En revolusjon i SpO2 måling. Festes på fingeren som en ring. Overfører data.

Produktnummer: CM10017

SpO2 revolusjonen. Helt ny måte å tenke på. Settes på som en behagelige Silicon ring og gir en meget behagelig SpO2 måling over lang tid. Voksen.

Svært komfortabel å bruke. Spor og registrer oksygenivåer og hjerterefrekvens. Utløser vibrasjon ved lav SpO2. Innebygd oppladbart batteri til bruk over natten. Synkroniser sanntidsdata med app via Bluetooth. Resultatet vises f.eks på en mobilskjerm. Et utrolig verktøy for overvåking av SpO2 og søvnapne. Brukes instrumentet av en privatperson er det viktig at du konsultere legen din som kanskje vil anbefale en søvntest.

Helt nytt design gjør denne til et produkt som føles behagelig og sitter godt på fingeren over lengre periode. Blåtann teknologi for overføring av data eller bruk som en vanlig SpO2 måler.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10017>