

# MD300K2 Håndholdt pulsoksymeter.

## Alarmgrenser kan stilles inn. Med PI

Produktnummer: CM10070

Håndholdt digital pulsoksymeter for spotsjekking og overvåking med PI og PR. Godt utvalg av prober inkludert Silicon. Vår bestselger. Silicon cover og stativ er opsjon. Alarm funksjon. Bordlader er ekstrautstyr. Solid utførelse.

Håndholdt pulsoksymeter MD300K2

- 2,4" TFT-skjerm med høy oppløsning viser SpO2, PR, PI, bølgeform og pulsfelt.
- Justerbar lyd og visuelle alarmer. Batteriindikator.
- Justerbar bakgrunnsbelysning og volum.
- 127 ID-oppsett, 72-timers datalagring og gjennomgang.
- MedView-programvare for dataanalyse med USB-dataoverføring.

Probe bestillings nr:

- CM100071 Voksen SpO2 Probe Finger Clip.
  - CM100072 Barn Finger Clip SpO2 probe.
  - CM100073 M-50C Silikon SpO2 Wrap probe.
  - CM100074 M-50H Silikon SpO2 soft Probe .
  - CM100075 M-50G Silikon SpO2 soft Probe til Voksen.
- CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk brukermanual.



### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager





Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10070>