

# Spirometer SP80B. Rapporten kan lagres som PDF.

Produktnummer: CM60011

SPIROMETER er et håndholdt instrument for å kontrollere lungesykdommer. Bruker infrarød teknologi for måling av data. Overfører til PC ved Blåtann eller kabel. Følger med et lite program for dette. Meget brukervennlig og norsk manual. Viser resultatet før og etter medisinering. En meget god måler. Vi har også ulike filter på lager. Produktnr: CM60030.

## Egenskaper


- 1) Forced Vital Capacity (FVC), tvunget ekspirasjonsvolum i ett sekund (FEV1) til tvunget vital kapasitet (FVC) forhold (FEV1 / FVC), peak expiratory flow (PEF), tvunget ekspiratory flow ved 25% av FVC (FEF25) , tvungen ekspirasjonsstrøm ved 50% av FVC (FEF50), tvungen ekspirasjonsstrøm ved 75% av FVC (FEF75) og tvungen ekspirasjonsstrøm fra 25% ~ 75% av FVC (FEF2575) kan måles;
- 2) Personinformasjonen (inkludert høyde, alder, kjønn osv må legges inn).
- 3) Flow-volume chart, volume-time chart display.
- 4) Dataene kan lagres, slettes, lastes opp og gjennomgås.
- 5) Trendskjermvisning.
- 6) Helsetilstandsindikasjon.
- 7) Kalibreringsfunksjon.
- 8) Over-limit ledefunksjon for volum og flyt.
- 9) Varsel for utblåsningstid: 6 sekunder med indikatorer.
- 10) Start måling med en knapp.
- 11) Dataene kan overføres via Bluetooth eller USB-kabel.
- 12) Sanntidsklokke kan stilles inn og vises.
- 13) Batteriindikasjon.
- 14) Automatisk avstengning når det ikke er noe å gjøre innen to minutter.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM60011>