

SD3 Doppler, inkl. valgfri Probe.

Produktnummer: CM40030

Svært god følsomhet, utskiftbare prober og lang holdbarhet. SD3-serien Ultrasonic Pocket Doppler er ideell for rutinemessig fosterhjerterefrekvensdeteksjon. Helt fra 9 uke.CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk brukermanual.

2 MHz Føtal probe med dyp penetrasjon for senere graviditet og større pasienter

3 MHz Føtalprobe oppdager hjerterytme fra fosteret allerede i 9 uker

4/5/8 MHz Kardo probe for deteksjon av blodstrøm. Vaskulær

Kompakt design med enkel enhåndsbetjening

Plug-and-play

Lys OLED-skjerm med sanntids FHR-skjerm

Sanntidsovervåking for daglig bruk

Normale AA-batterier



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM40030>