

Bistos BT-200 LCD Fetal Doppler 2MHz Probe

Produktnummer: CM40023

Et godt verktøy for måling av fosterlyd, Fast 2 MHz probe.

Bistos BT-200 lager ved hjelp av ultralyd og

abstraherer dopplerfrekvensen av hjerterytmesyklus fra signalene som reflekteres fra fosteret.

INNBYGD HØYTTALER

Egenskaper:

Kompakt og lett

Dopplersonde med høy følsomhet

Ergonomisk design

Klar lyd

Enkel å bruke

Lavt strømforbruk

Kontinuerlig bruk (6 timer)

Spesifikasjon: Ultralydfrekvens: 2MHz Ultralyd styrke: <10mW / cm² Høytalerutgangseffekt: 1,2 W innebygd høytaler.
Strøm: 1,5V batteri X2 (type: AA) Følsomhet: 10-12 uker og kan overføres til PC-grensesnitt.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM40023>