

Babyvekt M101 Medisinsk godkjent Klasse III med lengdemåler.

Produktnummer: CM70100

Babyvekt inkludert avtagbar skål og lengdemåler. Klasse M III, Kapasitet 20 kilo. Prisen inkluderer verifisering og lader. Husk å oppgi brukersted ved bestilling. Samme vekt som KERN.



Babyvekt for helsestasjon og medisinsk bruk. Babyvekt er designet med stor ergonomisk

veieskål.

nyfødte, med spesielt god nøyaktighet og egen funksjon for veiing før og etter måltid.

samt Klasse III Verifisering inkludert i prisen.

Babyvekten er spesielt egnet ved kontroll av

Kapasitet : 20 kilo - 10 gr Leveres med strømadapter og oppladbare batterier

Veieskål: 600x280x55 mm. Denne kan enkelt tas av.

Vektens mål: 600x407x120 mm

Egenvekt: 5,5 kg

Base for all products

Vekt	5 kg
Lengde	60 cm
Bredde	40 cm
Høyde	12 cm
Bestillingsvare eller på lager	På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70100>