

Babyvekt M101 Medisinsk godkjent Klasse III med lengdemåler.

Produktnummer: CM70100

Babyvekt inkludert avtagbar skål og lengdemåler. Klasse M III, Kapasitet 20 kilo. Prisen inkluderer verifisering og lader. Husk å oppgi brukersted ved bestilling. Samme vekt som KERN.



Babyvekt for helsestasjon og medisinsk bruk. Babyvekt er designet med stor ergonomisk

veieskål. Babyvekten er spesielt egnet ved kontroll av nyfødte, med spesielt god nøyaktighet og egen funksjon for veiing før og etter måltid. Kapasitet : 20 kilo - 10 gr Leveres med strømadapter og oppladbare batterier samt Klasse III Verifisering inkludert i prisen.

Veieskål: 600x280x55 mm. Denne kan enkelt tas av.
Vektens mål: 600x407x120 mm
Egenvekt: 5,5 kg

Base for all products

| | |
|--------------------------------|----------|
| Vekt | 5 kg |
| Lengde | 60 cm |
| Bredde | 40 cm |
| Høyde | 12 cm |
| Bestillingsvare eller på lager | På lager |

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70100>