

Gulvvekt med veggmontert avleser M303

Klasse M III. Leveres ferdig verifisert.

Produktnummer: CM70210

Profesjonell personvekt med veggmontert display. For medisinsk bruk. 250 kg. Prisen inkluderer verifisering, oppladbare batterier og lader. Husk å oppgi brukersted ved bestilling. Samme vekt som KERN.

Gulvvekt med veggmontert display. BMI. Klasse M III,
Kapasitet 250 kilo



En personvekt / pasientvekt i robust design for profesjonell bruk. Svært rask og enkel veiing. Typegodkjent.

Kapasitet: 250 kg / deling: 100 g
Veieflate: 365x360x80 mm
Belyst display
Vekt: 10 kg
Fastmontert display
Fabrikkgaranti: 2 år
Strømdrift. Oppladbare batterier og lader.

Base for all products

Vekt	10.0 kg
Lengde	49.0 cm
Bredde	36.0 cm
Høyde	12.0 cm

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70210>