

# Søylevekt M301 klasse III M med høydemåler.

## Verifisering og lader er inkludert i prisen.

Produktnummer: CM70200

Flyttbar (To hjul) og integrert vekt med høydemåler. Max 250 kilo. Verifisering er inkludert i prisen. Husk å oppgi brukersted ved kjøp. Samme vekt som KERN. Vekt 11 kilo.

Alle T-Scale vektene er Klasse III vekter godkjent til medisinsk bruk. **T-Scale produserer vekter for KERN.**

Vektene er kalibrert for området de skal benyttes regulert etter EU-direktivet 2009/23/EG, OIML, M, CE 0197 og RoHs. Lader er også inkludert.

Disse vektene kjennetegnes med en fantastisk stabilitet og brukervennlighet. Solide vekter for ubekymret bruk i mange år fremover. Meget prisgunstige.

Søylevekten er inkludert med høydemåler, lader og to hjul for forsiktig transport samt verifisering. BMI, hold og tare funksjon.

Målehøyde min 90 cm, max 204 cm. Egenvekt 12 kilo.

### Base for all products

Vekt	
Lengde	
Bredde	
Høyde	
Bestillingsvare eller på lager	



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70200>



11.0 kg

57.0 cm

36.0 cm

103.0 cm

På lager