

# iM3 Vitalmonitor. Uten vifte.

Produktnummer: CM800115

Ny vitalmonitor med gjennomtenkt design. Uten vifte for å unngå krysskontaminering. Svært stillegående. EDAN iM3 er en vital overvåking/diagnostisk monitor for bruk i helsevesenet. Den har SPO2 og PR og NIBP alarm funksjon. Tilvalg øre- eller oralt termometer og Nellcor SpO2. Monitoren en lettlest 8 tommers berøringsskjerm med knappstyring. Monitoren er bygget på en måte der du kan laste opp data via USB til EMR-system. Skjermen kan opereres med hanske på. Enkel å rengjøre med vannflette knapper. CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk hurtigmanual.

EDAN iM3 er en vital overvåking/diagnostisk monitor for bruk i helsevesenet. Den har SPO2 med alarmer, NIBP blodtrykksovervåking, valgfritt øre- eller oralt termometer og en lettlest 8 tommers berøringsskjerm med knappstyring. Monitoren er bygget på en måte der du kan laste opp data via USB til EMR-system.

EDAN iM3 er selvfølgelig vifteløs for reduisering av krysskontaminering og lyd.

Brukes for stikkprøvekontroller eller kontinuerlig overvåking med trender. Teknologien kombinerer en imponerende, ultratynn design med en berøringsskjerm med stor kapasitiv og et rikt sett med viktige funksjoner. Edan iM3 tar ledelsen og presenterer en ny generasjon av vitalsskjermer. Standard leveres den med SpO2, PR og NIBP. OPPSJON: Quick Temp / Infrarød øre temp . Nellcor SpO2 som opsjon.

iM3 fungerer både for langvarig overvåking og sjekk applikasjoner.

Standard tilbehør inkluderer: NIBP mansjett, voksen, 27cm-35cm, Fingertupp sensor for voksne og Internt Li-Ion batteri. Rikholdig ekstrautstyr, tilkoblingsmuligheter og gulv/veggstativ.

## Ny vitalmonitor for fremtiden.

### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare





Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM800115>