

# H100N Håndholdt Pulsoksymeter med temp måler og SpO2

Produktnummer: CM10110

Håndholdt pulsoksymeter med med Nellcor SpO2, PR. Extra til TEMP(Overflate). Stort utvalg av sensorer. Også Nellcor. Passer til voksen, barn og spedbarn med ulike prober. Leveres med voksen probe og temp måler. Overvåking og spot måling. IP22 vanntett og støvtett.

## LCD-skjerm med bakgrunnsbelysningskontroll

Dobbel arbeidsmodus: overvåking og punktkontroll

Numerisk visning med plethysmogram-visning

Trendgjennomgang og pulsfargemodulering (tonehøyde)

IP22 vanntett og støvtett

Nellcor OxiMax™ innsiden (kun H100N).  
Justerbare lyd- og visuelle alarmer

Kraftig datalagringskapasitet (opptil 300 timer)

PatientCare Viewer-programvare for PC-datahåndtering

AA-batterier for opptil 48 timers arbeid

Opsjon batteriladerstativ

Automatisk avstengingsfunksjon for strømsparing

Nellcor SpO2, PR, TEMP

Kan brukes til voksne, barn og spedbarn

Leveres med voksen fingersensor, temp probe, batterier, bæreevse og beskyttelsescover.  
CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk brukermanual.



#### EKSTRA UTSTYR:

Software og kabel for dataoverførsel.

Barnprobe flergangs

Spedbarnprobe flergangs

Ladestasjon.

#### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10110>