

Holter system. Vanntett EKG. Leveres med analyseprogramvare.

Produktnummer: CM90080

EDAN Holter System er en lett og kompakt. Digital vanntett EKG opptaker. Leveres med et raskt og kraftig analyseprogramvare. Optimalisert arbeidsflyt og justerbare parametere for å møte ulike kliniske behov. CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk hurtigmanual.

Holter Recorder har en beskyttelsesgrad opp til IP27, for å forhindre uventede skader fra vann eller støv, som maksimerer pasientenes frihet i det daglige liv, selv under dusjen. Samtidig gir det en enklere rengjøringen og sterilisasjonsprosedyre.





- 3/12-kanals digitalt opptak
- Auto 3/12-kanals identifikasjon (kun SE-2012)
- OLED-skjerm med sanntids bølgeformvisning
- Lett og kompakt design: bare 50 g
- Opptil 8 dagers opptak med ett batteri
- IP27-nivå. Vanntett og støvtett
- Pacemaker-deteksjon
- Justerbare prøvetakingshastigheter

Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90080>