

iE10 Mobil EKG

Produktnummer: CM90040

Mobil EKG. Lett, bare 0,5 kilo og med touch screen. Tolv avledninger. 7" skjerm som kan leses vertikal og horisontal. CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk hurtigmanual.

- Ca 0,5 kg, lett i vekt
- 7,0-tommers LCD med kapasitiv berøringsskjerm, 1280 * 800
- Horisontal eller vertikal skjerm kan velges
- Innebygd oppladbart batteri, opptil 4,0 timers kontinuerlig arbeid. Nøyaktighet og pålitelighet i EKG-tolkningen
- Biocare Cardio Pro™ EKG-analyseprogram, vises på CSE-databasen
- 12-kanals avlesning
- Komplette digitale filtre og selvtilpassende filtrering
- Opptil 300 sekunders rytmeanalyse for enklere lokalisering av arytmi
- Brukte den nyeste Minnesota-koden. Strømlinjeformet arbeidsflyt
- Bruksanvisning på skjermen for å sjekke EKG-prosedyren
- Flerspråklig stemme og visuell alarmering for avledning og lite batteri
- Støtter generelle innstillinger i henhold til forskjellige situasjoner for leger og pasienter
- 3 rapportformater: enkel rapport, median beat-rapport og detaljert rapport
- Støtt ekstern laserskriver.
- Massiv lokal lagringskapasitet på opptil 3000 filer
- Last opp EKG-dataene til EKG-programvaren via WiFi og 4 G nettverk



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90040>