

Medisinske munnbind 3-lags med komfortable ørestropper blå EN14683: 2019 TYPE IIR

Produktnummer: CM82001

Vi har medisinske munnbind på lager. Høy kvalitet og tetter på sidene som en maske. 3-lags med komfortable ørestropper som ikke ryker. EN14683: 2019 TYPE IIR CE. Minimum bestilling 3 pakker. Pris Kr 150 for 50 stk. Uten MVA og frakt. Hent selv i Larvik .

Produktegenskaper og beskrivelse:

Produsert for å gi trygghet. Meget god kvalitet.

Tetter godt rundt hele munnbindet.

Positive tilbakemeldinger går på: Munnbindet sitter godt, behagelig over lengre tid og ørestrikket er behagelig.

Lav respirasjonsresistens.

Luktfri.

Uten glassfiber og gummi.

Myke ørebånd med festet med hjelp av en ultralyd sveiseprosess, veldig komfortabel bruksopplevelse.

Standard: EN14683: 2019, IIR. Medisinsk munnbind og produsert av medisinsk selskap.

Medisinsk ansiktsmaske er en 3-lagskonstruksjon, topp og for er hvit PP, ikke vevd, mellomlaget er en høybeskyttende filterduk.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM82001>