

# VE-300 3-Channel Veterinary ECG

Produktnummer: CMV10010

Vanntett tastatur. One-touch-operasjon. 7 avledninger samtidig. Innebygd en kanals termisk skriver. Stort internt minne og USB-flashdiskstøtte. Innebygd datahåndtering. OBS Video er med spansk språk. (Skal endres)

VE-300 Tre-kanals EKG

Kompakt og bærbar design

Bølgeformdisplay

Innebygd oppladbart Li-ion-batteri, AC / DC strømforsyning

Auto / manuell arbeidsmodus kan velges

Avledningsdeteksjon og -visning

Komplette digitale filtre motstår baseline drift, AC og EMG-forstyrrelser

Baseline justeres automatisk for å optimalisere utskriftsposisjonen

Termisk utskrift med høy oppløsning

Kommunikasjonsgrensesnitt: Ethernet / RS232 / USBPC-basert EKG-datahåndteringsprogramvare (valgfritt)



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV10010>