

# PC EKG med 12 avledninger. Programvare følger med. Spør oss om pris.

Produktnummer: CM90090

Øk produktiviteten din med SE-1515 arbeidsstasjon. Workstation er PC-basert programvare med integrerte praktiske funksjoner - EKG-prøvetaking / analyse, Data Management System og EKG Gateway - alt i ett. Dette systemet gir fleksibel tilgang til forskjellige applikasjoner for bedre effektivitet. Integrert med XMO, Novax og Emar. CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk hurtigmanual. Bygget inn EKG Glossary. PDF format for overføring til journal system.

- Viser 12 (15) avledninger på pc skjermen.
  - Skriver ut til din egen printer.
  - Automatisk tolkning av EKG.
  - Database og analyseprogram følger med. Ingen årlige lisensavgifter.
  - Enkel installasjon og bruk.
  - Inkludert kabel og programvare. (Ikke skjerm) Kobles direkte til egen PC skjerm.
- Medfølgende flerbrukslisens uten begrensinger på antall brukere.
- Mulighet for å lagre data på terminalserver eller pc.



## Opsjoner:

Mulighet for stress test

15 avledninger i stedet for 12

Trådløs overføring i stedet for kabel

## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90090>