

# Vitalmonitor BLT V6. Ny versjon

Produktnummer: CM90600

Prisgunstig automatisk blodtrykksmonitor med stor og oversiktlig fargeskjerm. Norsk tekst. Ny versjon. Standardkonfigurasjon : NIBP+SpO2+PR. Valgfri Skriver og Covidien TEMP.

- 7 lettleselig fargeskjerm
- SpO2 (BLT versjon standard – Masimo eller Nellcor som opsjon)
- Kun 2,5 kg inkl. batteri
- 8 timers batteritid
- Lagrer opp til 1000 pasienter og 16 000 målinger
- Lagrer trenddata
- Klinik- og monitor-modus
- Temperatur (tillegg)
- Skriver (tillegg)
- EtCO<sub>2</sub> (tillegg)



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

TECHNICAL SPECIFICATION: V6	
<b>General:</b> Model: CM90600 Weight: 2.5 kg Dimensions: 180 x 100 x 150 mm Power: 100-240V AC, 50/60Hz	<b>Performance:</b> Accuracy: ±3 mmHg (NIBP), ±2% (SpO2) Response Time: < 100ms (SpO2) Battery Life: 8 hours (typical) Storage Capacity: 1000 patients, 16000 readings
<b>Features:</b> 7-color LCD screen Bluetooth connectivity USB port for printer Speaker for audio alerts Carrying handle	<b>Options:</b> Masimo SpO2 sensor Nellcor SpO2 sensor Printer (optional) Covidien TEMP (optional)
<b>Compliance:</b> CE mark (EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-3) IEC 60601-1-2 Class B RoHS compliant	<b>Accessories:</b> Power adapter Carrying case User manual

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90600>