

# H100B VETERINÆR Pulsoksymeter

Produktnummer: CMV10090

Baklyst LCD display. Monitor og spottmåling. Trend visning. Vannrett.

- LCD-skjerm med bakgrunnsbelysningskontroll
- Dobbel arbeidsmodus: overvåking og punktkontroll
- Numerisk visning med plethysmogram-visning
- Trendgjennomgang og puls-fargemodulering (tonehøyde)
- IP22 vannrett og støvtett Justerbare lyd- og visuelle alarmer
- Kraftig datalagringskapasitet (opptil 300 timer)
- PatientCare Viewer-programvare for PC-datahåndtering
- Praktiske AA-batterier (4 stk) for opptil 48 timers arbeid
- Valgfritt batteriladerstativ
- Automatisk avstengingsfunksjon for



- strømsparing.
- SpO<sub>2</sub>, PR
- Kan overføre data

Målep

#### EKSTRA UTSTYR:

Software og kabel for dataoverførsel. Ladestasjon. Transportveske.

#### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV10090>