

Sentrifuge TDZ4-WS 15 ml x 8 Ver.2

Produktnummer: CMV10050

Populær bordsentrifuge. Solgt så langt over 500 stk. Vekt 20 kilo.

Brukervennlig og stillegående under 55 dB. (65 dB er max i standard for sentrifuger).

Caremed AS egenproduserte sentrifuge. Konstruert spesielt med tanke at den skal være brukervennlig, ta liten plass og stillegående.

Vi tror vi har lyktes med våre krav til produsenten. 5Amp børsteløs motor gjør at den raskt oppnår innstilt hastighet. Sentrifugen husker siste brukte hastighet og er svært enkel i bruk. Beskyttede trykkfølsomme knapper for innstilling, gjør sentrifugen svært enkel, øker levetiden og forenkler rengjøringen. Automatisk beregning av G tallet. Max G 2200 som ligger innenfor Noklus sitt krav for denne sentrifugens bruksområde. Max hastighet: 5000rpm.

Leveres med 15mlx8 rustfri swingrotor.

Rustfritt kammer som er lett å komme til for rengjøring.

Sikkerhetslås og tydelig lydvarsel for avsluttet arbeidsoppgave.

Nødstopps funksjon



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV10050>