

Elektronisk Blodtrykks måler for VET

Produktnummer: CMV10025

CONTEC08A-VET er et elektronisk blodtryksmåler som kan måle blodtrykk på dyr. Enheten har helautomatisk måling, HD-farget LCD-skjerm og god synlighet. Den har integrert parametermåling, visning og registrering. Den registrerer grensesnitt som dataliste og trenddiagram. Leveres med 6-11 cm og 10-19cm mansjett. Tilligge: mansjetter 18-26cm og tungeSpO2 sensor.

LCD-fargeskjerm med høy definisjon og lettlest.

Datalagringsfunksjon, opptil 100 datagrupper kan lagres, hvor man kan gjennomgå lagrede data.

One-touch-operasjon, automatisk BP-måling, oscillometrisk flertrinns-deflasjons målemetode, god repeterbarhet. Når målefeil oppstår, vil enheten gi en feilmelding.

Fysiologisk alarmfunksjon og alarmgrenser kan stilles inn. Når blodtrykket er høyere enn den høye eller lavere enn den lave grensen, vil den gi alarm.

Lever to typer enheter: Kpa / mmHg. Varsel om behov for lading.

Ved kortvarig periode uten strøm, vil ikke klokkeslettfunksjonen påvirkes når du bytter batteri.

Tre mansjettmodus: stor, middels, liten. Brukeren kan velge tilsvarende mansjett- og mansjettmodus i henhold til forskjellige dyretyper.

Lagrer målte resultater med dato og klokkeslett.

Funksjon for automatisk avslåing.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV10025>