

# Muti-Parameter Veterinær Monitor

Produktnummer: CM10121

Avansert monitor uten vifte som kan være med på å redusere smitte mellom dyr. Ulike mansjetter og SpO2 prober lagres. Vei bare 1,6 kilo. Oppladbart batteri. 8" farge berøringsskjerm.

Denne er laget for VETERINÆR BRUK. **Uten vifte for å unngå krysskontaminering.** Svært enkel i bruk og overaskende lagringskapasitet.

Meget gode tilkoblingsmuligheter til PC og nettverk. Stor 8" lettlest og trykkfølsom skjerm. Vekt bare 1.6 kilo gjør den svært enkel å flytte mellom ulike rom ved bæring eller ved hjelp av stativ på hjul. Veggfeste og stativ (Ekstrautstyr).

Leveres med 3 eller 5 kanalers EKG, SpO2, PR, Resp og NIBP. Ulike mansjetter og SpO2 prober også engangs cuffer.

Hele 6 timers batteribruk og innebygg lagringskapasitet på for eks 2000 blodtrykkmålinger. Flere ulike prober og mansjetter.

**Ekstra:** Stativ med to kurver og hjul.  
USB printer  
Temperaturmåler



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10121>