

Biocare Holter 3 lead EKG iH3 m/opptaker og programvare. 12 lead kan leveres som tillegg.

Produktnummer: CM90750

iH-3PLUS og iH-12PLUS er kompakte, lette, enkle i bruk og svært energieffektive. Holter-opptakeren bruker en avansert digital signalprosessor og et minnekort med stor kapasitet for å kunne ta opp 3 eller 12 kanaler med EKG-data, med ukomprimerte EKG-data i opptil 72 timer.

Ta opp 3-kanals og 12-kanals EKG; Driftstid: opptil 3 dager;

EKG-samlingsfrekvens: 256Hz / 12bit;

VLP Samplingsfrekvens: 1024Hz / 12bit (bare for iH-12plus); Sjekk EKG-kvalitet på det grafiske displayet;

Liten størrelse: 70,6 x 54 x 17. 4mm;

Lagingsmedium: SD-kort;

Lett og energieffektiv.

Holter-analyseprogramvare er enkel å bruke, pålitelig, rask og systematisk. EKG-data overføres fra Holter-opptaker til Holter-analyseprogramvaren installert på en Windows, PC-basert datamaskin via et flyttbart SD-kort eller en USB-kabel for å lage rapporter og utskrifter.

Systemet gir omfattende analysefunksjoner av for eksempel QT, atrieflimmer, ST, hjerterefrekvensvariabilitet (HRV), sovende respiratorisk analyse, pacemakeranalyse, hjerterefrekvens turbulens (HRT), T-bølge alternativ analyse (TWA), ventrikulær sen potensial (VLP) osv.

Brukeren kan feste ledninger til pasientene i henhold til ledetallene på skjermen.

Kraftig programvare kan hjelpe brukeren med å importere / eksportere målinger, laste inn målinger og slette dem.

Determinante (matrise) terskelverdier kan justeres for å møte kravene til selv de mest kompliserte pasientbehovene eller klinisk forskning.

Brukeren kan tilbakestille analyseparameterne og analysere målingen på nytt når de opprinnelige analyseresultatene er åpenbare feil.

De brukervennlige måleverktøyene gir "gauge" -funksjoner.

Systemet tilbyr timesammendrag, ventrikulær oppsummering og supra-ventrikulær oppsummering.



QRS-bølgeformer er klassifisert i forskjellige maler etter morfologi, som normal, ventrikulær, supra-ventrikulær, arteriell pacing, ventrikulær pacing, atrioventrikulær pacing, avvikende ledning, strålegrenblokk, gjenstand, fusjonspacing, kryss og rømning.

Brukeren kan lagre segment på hendelsesskjermen og redigere EKG-skjermen, og skrive det ut etter redigering.

[Sideskanning] er gitt for at brukeren raskt kan skanne 24-timers EKG-kurver.

Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90750>