

Medisinsk øretermometer

Produktnummer: CM10083

Medisinsk øretermometer med høy nøyaktighet. Kan enkelt opereres med en hånd og sondebeskytter settes på uten berøring. Dette for å redusere krysskontaminering. Belyst display med dobbeltfarget indikator for Hi / Low og feberveiledning. Caremed prisen er minst 40% lavere enn våre konkurrenter.

Veiledende indikator for å sikre riktig og stabil plassering av sondespiss for å oppnå klinisk nøyaktighet på få sekunder. Den avanserte måleteknologien fanger og analyserer flere målinger og velger det mest nøyaktige resultatene.

Måleområde 32 gr C til 43 gr C

Nøyaktighet $\pm 0,2$ gr C

2 stk AA batterier holder til 3000 målinger.

Produsert på Taiwan



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10083>