

# precisa® N blodtrykksmåler. BHS-validert presisjon.

Produktnummer: CM50170

precisa® N - håndholdt blodtrykksmåler med solid aluminium eller ABS -kabinett. Tilgjengelig med enkel eller dobbel rørblære mansjetter. Android.

Aluminium/metallversjon med aluminiumskap og rørpluggkontakt.  
ABS/metallversjon med ABS -kabinett og skruetype kontakt.  
Metallventilbase  
Ergonomisk skjeformet grep av rustfritt stål  
Presisjonsluftventil med finjustering og er slitasjefri  
Mikrofilter beskytter luftutløserventil og målesystem  
Spesielt herdet kobber-berylliummembran, med presisjonsbevegelse og nesten ikke-aldring  
Membran trykkbelastningskapasitet opptil 600 mm Hg  
Lineær, vippest aluminiumskala, fra 0 til 300 mm Hg (lett leselig)  
Maksimal feiltoleranse +/- 2 mm Hg  
Omfattende utvalg av forskjellige størrelser og versjoner av mansjetter  
glidelåsveske i vinyl  
BHS-validering, se [www.bhsoc.org/bp-monitors/bp-monitors/](http://www.bhsoc.org/bp-monitors/bp-monitors/)



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50170>