

Otoskop/Oftalmoskopsett Riester e-scope® F.

O. Avansert fiberoptikk, grønn teknologi.

Produktnummer: CM50061

Otoskop/Oftalmoskopsett, LED3,7V. e-scope® oto-/oftalmoskoper bruker avansert optikk og LED-teknologi som resulterer i en mer effektiv diagnose og reduserte vedlikeholdskostnader. e-scope® oto-/oftalmoskoper er tilgjengelige med LED, Xenon eller vakuumbelysning.

e-scope® otoskop fiberoptisk versjon med 2,5 V xenon (3200 K) eller nyskapende 3,7 V LED-belysning (5500 K)

Fiberoptikk med 2,5 V Xenon (3.200 K) eller nyskapende 3.7 V LED (5.500 K) belysning
Til og med belysningsfelt
Passer til pneumatiske tester
3x forstørrende svingbart objektiv
Inkluderer øreblikk på øret (5 x 2,5 mm, 5 x 4 mm)
e-scope® otoskop direkte belysning med 2,7 V vakuumpære (2500 K) eller 2,5V xenonbelysning (3000 K)

Kostnadseffektivt vakuum 2,7V belysning
Klar 2,5V xenonbelysning
Passer til pneumatiske tester
3x forstørrende svingbart objektiv
inkludert øreblikk på øret (5 x 2,5 mm, 5 x 4 mm)

e-scope® oftalmoskoper

Med 2,7 V vakuum eller 2,5 V xenonbelysning og med nyskapende 3,7 V LED-belysning for høyere kontrast, lysstyrke og mer effektiv diagnose
Diopterskive med 18 korrigerende linser (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptré)
Lett å bruke blønderhjul med seks forskjellige blønderåpninger (fikseringsstjerne, stor sirkel, liten sirkel, rødt gratis filter, blått filter, halvcirkel)
Høy ytelse med asfærisk kondensatorlinse
Brillebeskyttelse
Parallell optisk bane
Støvbekyttet
e-scope® otoskoper og oftalmoskoper er tilgjengelige i et slagfast etui eller i en plassbesparende pose inkludert tilbehør (øre-spekulasjoner).



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50061>