

# Pulsoksymeter håndholdt for veterinærer

## CMS60D-VET. Vår nye prisgunstige VET serie med høy kvalitet.

Produktnummer: CMV10095

CMS60D-VET pulsoksymeter som bruker fotoelektrisk oksyhemoglobin teknologi, til å måle SpO2 og puls gjennom dyrets tunge eller øre. Tungeprobe med 1,5 meter ledning. Data kan overføres til PC. 2 meter forlengelseskabel og 1 probe med en meter ledning er tilvalg.

Liten i volum, lett i vekt og praktisk å bære.

- Enkel å betjene, lavt strømforbruk.
- Med funksjonsmeny.
- Visning av SpO2-verdi.
- Visning av PR-verdi og søylediagram.
- Visning av pulsølgeform.
- Justerbar skjermlysstyrke, PR-lydindikasjon.
- Gjennomgangsfunksjon.
- Klokkefunksjon.
- Hørbar melding om høye eller lave verdier.
- Batteristatusindikasjon.
- Indikasjon for lavt batteri.
- Lagringsfunksjon for SpO2- og PR-verdier, og lagrede data kan lastes opp til PC.
- Sanntidsdata kan lastes opp til PC.
- Ekstern SpO2-sonde kan kobles til.



### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV10095>