

# ECG300G VET 3 Channel ECG

Produktnummer: CMV10015

ECG300G-VET er en tre-kanals elektrokardiograf for måling av EKG. Skriver ut EKG-kurveform med termisk utskrifts og viser EKG-kurveform i manuell eller automatisk modus. Valgfri rytmeavledning og viser for unormal hjertefrekvensobservasjon.

EKG 300G 3-kanals EKG-maskin er svært anvendelig EKG-maskinen for et travelt veterinærkontor. Den har opptak og visning av EKG-kurveform i AUTO/Manuell modus, måling og diagnostisering av EKG-kurveformparametere automatisk. Lagrer opp til 1000 målinger.

Utskriftsformat: manuell og automatisk 4x3, auto 3x4+1, auto 3x4, auto 2x6+1, auto 2x6, auto 3-2+1, auto 3- 2, auto 1x12+1, auto 1x12, rytme 4, rytme 3 og rytme2 osv. Bølgeformlengden kan justeres og tidsutskriftsfunksjonen er tilgjengelig, som dekker behovet til ulike applikasjoner.

Ytelse

Inngangsmodus: Flytende og defibrilleringsbeskyttelse

Frekvensrespons: 0,05Hz~150Hz (-3dB~+0,4dB)

CMRR: 60dB, 100dB (filter PÅ)

Tidskonstant: 3,2s

Pasientlekkasjestrøm: <10 $\mu$ A

Kalibreringsspenning: 1mV



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV10015>