

Plattformvekt RW 2.0 MOVE Medisinsk kl. III

MDD 300kg

Produktnummer: CM70601

Solid og unik plattform og rullestolvekt. Trygt og svært enkel å flytte mellom avdelingene med 4 svingbare hjul og nedfellbar håndrekke. Se bilder. Veier opptil 300 kilo og 100 gr. nøyaktighet. (400 kg er opsjon). CE og medisinsk kl. III godkjent. Batteridrift. Wunders unike skjerm gjør raske beregninger uten bruk av dobbeltaster. Egner seg for rullestol, rullator og som personvekt. Veieflate 74 x 90 cm. BMI, HOLD og TARE funksjon.

Vekt

Tare

Holde

BMI

Autonullstilling

Programmerbar Auto-Off

Flere funksjoner med programvaren wMed BASIC (Opsjon).

Display: Mål (b)215 x (L)80mm med Kabel 2m

1° LCD-skjerm 5 sifre 20 mm (vekt)

2° flerlinjet LCD-skjerm 3 sifre 12 mm (høyde/BMI)

Tastatur med 18 taster

Vektdimensjon:

(W)900 x (L)1250 x (H)1200mm

Egenvekt 40,5 kilo

2 års garanti



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70601>