

Doppler Sono Trax Pro, Valgfri 2, 3, 8 MHz Probe. Opptaksfunksjon.

Produktnummer: CM40039

Doppler Sono Trax pro med tydelig skjerm som viser FHR /hjerteslag, prototype og batteristatus. Doppleren har innebygget høyttalere med svært god lyd og volumkontroll. Opptaksfunksjon 13 timers konstant bruk på 1.5V AA batterier Automatisk avslåing etter 1 minutt. Kabel for kobling til ekstern høyttaler. OBS. Prisen er inkludert vanntett probe. Valgfritt 2, 3 eller 8 Mhz. Kommer med solid oppbevaringsboks. Se tilbehør for pris for ekstra probe.

2MHz måler fosterets hjertelyd fra uke 12. 2MHz er en dypgående probe som også kan brukes på overvektige kvinner.

3MHz probe som plukker opp fosterets hjertelyd fra uke 8-10 og kan benyttes i hele svangerskapet.

- 8MHz til måling av overflate arterier og vener. Dette inkluderer f.eks puls, for å kontrollere blodtilførsel under operasjon og vaskulære undersøkelser av diabetes pasienter.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM40039>