


# Pulsoksymeter Fingertip CMS50-Pro med PI

Produktnummer: CM10023

Lav vekt, enkel og ta med seg og en nytvirket måleprosess. Måler også PI. Produktet har alle nødvendig dokumentasjon og egner seg på så vel sykehus som et travelt legekantor eller institusjon. Svært gode målinger og høy kvalitet. Roterende sylskarp display.

- Visning av SpO<sub>2</sub>-verdi.
- Visning av pulsverdi og søylediagram.
- Visning av PI-verdi.
- Visning av pulsølgeform.
- Batteristrømindikasjon.
- Lavspenningsindikasjon: lavstrømsindikasjonssymbolet vises når spenningen er for lav til å fungere.
- Auto Power On.
- Auto standby.
  
- Skjerm: 0,96" fargeskjerm
- Skjermopløsning: 160\*80
- SpO<sub>2</sub>-måleområde: 0 % ~ 100 % Nøyaktighet: 70 % ~ 100 %, ± 2 %;
  
- PR-måleområde: 30 bpm ~ 250 bpm (oppløsning: 1 bpm)  
Nøyaktighet: ± 2 bpm eller ± 2 %, avhengig av hva som er størst
- PI-måleområde: 0 % ~ 20 %  
Nøyaktighet: 1 % ~ 20 %, tillatt absolutt feil: ± 1 %;
  
- Nøyaktighet ved lav perfusjon: lav perfusjon 0,4 %, SpO<sub>2</sub>-nøyaktighet: ± 4 %; PR-nøyaktighet: ± 2 bpm eller ± 2 %, avhengig av hva som er størst.
- Lysinterferens: sammenlignet med verdiene målt i normal tilstand og omgivelseslys, er avviket: ± 1 %.
- Strømforbruk: 30mA
- Arbeidsspenning: DC 3,0 V
- Batteri: to AAA alkaliske batterier
- Arbeidstid for batteri: kontinuerlig arbeid i minst 20 timer
- Sikkerhetsklasse: type BF.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10023>