

# Jordmorstetoskop i aluminium

Produktnummer: CM50016

Jordmor stetoskop i aluminium. Kan legges i autoklav. - Brukes av helsepersonell og foreldre for å lytte til barnets hjertelyd fra og med uke 20. - Lengde 15 cm. - Plasseres på magen, legg øret inntil og hør lydene fra livmoren.

Pinard-spesialstetoskopet brukes til å auskultere hjertelydene til embryoet

i livmoren. Formen på klokken gir den spesielt gode akustikken.



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50016>

