

Wunder DE20 Stolvekt, Klasse III og Medical devices MDR

Produktnummer: CM60640

Wunder DE20 Stolvekt med miljøprofil. Måling av vekt kilo Tare-funksjon Hold-funksjon BMI-beregning Automatisk nullstilling Programmerbar automatisk avstenging BMI-beregning Trykk på BMI-knappen. Skriv inn pasientens høyde (følg skjerminstruksjoner). BMI vises automatisk sammen med vekt. BMI-beregning • Trykk på BMI-knappen. • Skriv inn pasientens høyde (følg skjerminstruksjoner). • BMI vises automatisk sammen med vekt.

Caremed AS har i flere år jobbet tett med Wunder i Italia for komme frem til en miljøvennlig stolvekt. Her er alle deler laget av miljøvennlig materialer, alt er gjenvinnbart og malingen er løsemiddelfri. Vekten kan deles i to deler og dermed klarte vi å redusere fraktvolumet med hele 50%. Vi er stolt over endelig å introdusere denne som første land i Europa. Det kommer flere miljøvennlige vekter.

Denne enheten kombinerer en digital vekt med en komfortabel stol for sikker og enkel veiing og transport av pasienter. Den er utstyrt med justerbare støtter, intuitive kontroller og mobilitet for bruk i helseinstitusjoner, sykehjem og hjemmepleie.



Base for all products

Vekt	22.0 kg
Lengde	590.0 cm
Bredde	1040.0 cm
Høyde	960.0 cm
Bestillingsvare eller på lager	På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM60640>