

Ny Sentrifuge 8 x 15ml

Produktnummer: CM30001

Enkel i bruk og stillestående. CE, RoHS, IVDR samsvarserklæring og norsk brukermanual. LCD skjerm. Vekt 15 kilo. Lagervare og kan sendes ut i morgen. Swingout rotor gir perfekt resultat. 9 ulike programmer. Nærmere 1000 stk solgt til norske sykehjem og legekontorer.

Bordmodell med 15 ml x 8 svingrotor. Brukervennlig og stillestående, under 55 dB. (65 dB er max i standard for sentrifuger).

Caremed AS egen produserte sentrifuge. Helt ny og vesentlig forbedret versjon. Nyutviklet 5 Amp børste løs motor gjør at den raskt oppnår innstilt hastighet. Mulighet for å forhåndsprogrammere ulike sentrifugeringer. Leveres med 8 x 15 ml swing out rotor. Andre rotor er opsjon. Sentrifugen husker sist brukte hastighet og er svært enkel i bruk. Elektronisk lås og forbedret teknologi. Beskyttede trykkfølsomme knapper for innstilling gjør sentrifugen svært enkel, øker levetiden og forenkler rengjøringen. Automatisk beregning av G tallet. Max G 2200 som ligger innenfor **internasjonale krav som støttes av norsk kontrollorgan** for denne sentrifugens bruksområde. Max hastighet: 4000rpm.

Leveres med 15ml x 8 rustfri svingrotor.

Rustfritt kammer som er lett å komme til for rengjøring.

Sikkerhetslås og tydelig lydvarsel for avsluttet arbeidsoppgave.

Nødstopps funksjon.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM30001>