

# Oksygenkonsentrator 8F-5A 5L

Produktnummer: CM50101

Yuwell 8F5A er en trygg og effektiv oksygen konsentrator, ideell for sykehjem, klinikker og hjemmebruk med sitt stillegående, mobile og brukervennlige design. Med stabile tekniske spesifikasjoner og omfattende alarmsystemer, gir den pålitelighet og komfort til pasienter som trenger oksygen behandling. Leverer fra 0,5-5L pr minutt med oksygenkonsentrasjon. Oksygen konsentratoren er beregnet på individuell bruk eller to brukere. Det er en elektronisk betjent enhet som skiller oksygen fra romluft. Det gir høy konsentrasjon av oksygen direkte gjennom en nese kanyle. Kan brukes av to brukere samtidig. Leveres med filter, nese kanyle og luftfukterflaske.

**Flytområde:** 0 – 5L/min

**Oksygenkonsentrasjon:** 87%–95,5%

**Maksimalt utgangstrykk:** 40kPa – 70kPa

**Overtrykksventil aktiveres ved:** 250kPa ± 25kPa (36,25psi ± 3,63psi)

- Klasse II, Tybe BF.

## Lydnivå:

- Foran: mindre enn 48dB(A) (gjennomsnitt)

- Hele enheten: 52dB(A)

**Vekt:** 15,5 kg (34,1 lbs)

## Dimensjoner:

H: 50 cm (19,7") × B: 39 cm (15,4") × D: 24,5 cm (9,6")



## Base for all products

Vekt	15.5 kg
Lengde	50.0 cm
Bredde	39.0 cm
Høyde	24.5 cm
Bestillingsvare eller på lager	På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50101>