

Oksygenkonsentrator 10L

Produktnummer: CM50121

Trykkavlastningsventil på kompressor – økt sikkerhet. Alarm ved strømbrudd eller strømtap. Enhetsfeilalarm for: Trykkfeil, Kompressorfeil, Lav oksygenkonsentrasjon, Lav oksygen strøm, Overtemperatur, Kompressor med overopphetingsvern. Solid plasthus – sikkert og pålitelig. Driftstimer vises på skjermen.

- 1 **Maksimalt anbefalt strømningsnivå** 10 L/min
- 2 **Oksygenkonsentrasjon (ved 0 kPa)** 87–96 % ved 10 L/min (etter 15 minutters oppvarming)
- 3 **Maksimalt begrenset trykk** 150 kPa
- 4 **Lydtryknivå (1 meter fra enhet)** ≤ 58 dB(A) ved 3 L/min og 10 L/min (± 2 dB(A))
- 5 **Lydkraftnivå** ≤ 66 dB(A) (målt iht. ISO 80601-2-69 og ISO 3744)
- 6 **Arbeidssystem** Kontinuerlig drift
- 7 **Minimum driftstid** 15 minutter

Base for all products

Vekt	24.0 kg
Lengde	41.0 cm
Bredde	37.5 cm
Høyde	66.8 cm
Bestillingsvare eller på lager	På-lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50121>

