

Bærbar Oksygenkonsentrator

Produktnummer: CM50128

Sikkerhetssystem Overoppheting av systemet: Alarm og automatisk avstengning Trykkfeil: Alarm og automatisk avstengning, Kompressorfeil: Alarm og automatisk avstengning, Batteri overopphetet: Alarm og automatisk avstengning, Lav oksygenkonsentrasjon: Alarm, Ingen pust oppdaget: Alarm, Ingen oksygen strøm: Alarm, Lavt batterinivå: Alarm.

1. Strømningsinnstillinger:

- Setting 1 til Setting 4

2. Oksygenkonsentrasjon:

- 90% (+6% / -3%), målt etter 30 minutters oppvarming

3. Maksimalt begrenset trykk:

- 150 kPa

4. Oksygenkonsentrasjon pr. innstilling:

- Testet under STPD-forhold (101,3kPa, 20°C, tørr luft)
- Typisk konsentrasjon: **87% – 96%**

Strømforsyning og batteri

- **Batteri:** DC 14,4 V
- **Likestrømforsyning:** DC 12 V
- **Ladetid for batteri:**

Maksimalt ca. 4 timer fra helt utladet til fulladet, avhengig av strømkilde og bruk.
(Ifølge laboratorietest fra Yuwell: ca. 3 timer og 45 minutter)



Base for all products

Vekt	1.8 kg
Lengde	22.0 cm
Bredde	8.0 cm
Høyde	22.0 cm
Bestillingsvare eller på lager	Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50128>