

Bærbar Oksygenkonsentrator

Produktnummer: CM50128

Sikkerhetssystem Overoppheting av systemet: Alarm og automatisk avstengning Trykkfeil: Alarm og automatisk avstengning, Kompressorfeil: Alarm og automatisk avstengning, Batteri overopphetet: Alarm og automatisk avstengning, Lav oksygenkonsentrasjon: Alarm, Ingen pust oppdaget: Alarm, Ingen oksygen strøm: Alarm, Lavt batterinivå: Alarm.

1. Strømningsinnstillinger:

- Setting 1 til Setting 4

2. Oksygenkonsentrasjon:

- 90% (+6% / -3%), målt etter 30 minutters oppvarming

3. Maksimalt begrenset trykk:

- 150 kPa

4. Oksygenkonsentrasjon pr. innstilling:

- Testet under STPD-forhold (101,3kPa, 20°C, tørr luft)
- Typisk konsentrasjon: **87% – 96%**

Strømforsyning og batteri

- **Batteri:** DC 14,4 V
- **Likestrømforsyning:** DC 12 V
- **Ladetid for batteri:**

Maksimalt ca. 4 timer fra helt utladet til fulladet, avhengig av strømkilde og bruk.
(Ifølge laboratorietest fra Yuwell: ca. 3 timer og 45 minutter)



Base for all products

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Vekt | 1.8 kg |
| Lengde | 22.0 cm |
| Bredde | 8.0 cm |
| Høyde | 22.0 cm |
| Bestillingsvare eller på lager | Bestillingsvare |

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50128>