

Vitascan cVue Blære skanner med probe som tåler fall fra 1,2 meter

Produktnummer: CM80101

Vitascan cVue - En løsning med et enkelt brukergrensesnitt slik at helsepersonell raskt og effektivt kan utføre ikke-invasive og nøyaktige målinger av blærevolum. Utviklet i Norge og produsert i EU. Kontakt oss for pristilbud. Leveres med stativ men også som bærbar.

Teknisk spesifisering

Volum område	0 - 1000 ml
Nøyaktighet 100 ml	+/- 7,5 %* på volumer større enn
enn 100 ml	+/- 7,5* mL på volumer mindre
Probe frekvens	3.45 MHz
Skanne metode	Sektor, 180 grader
Roterende posisjoner	12 or 24 roterende posisjoner
Sveipe vinkel	130 grader
Wi-Fi Tilkobling	Ja
Batteristyring	Automatisk avstenging og dimbart display
Skjerm oppløsning	10,1 tommer, 1280 x 800 piksler



Base for all products

Vekt	1.77 kg
Lengde	26.3 cm
Bredde	22.7 cm
Høyde	12.5 cm
Bestillingsvare eller på lager	På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM80101>