

Rullestolsvekt med rekkverk M503 Medisinsk

Klasse III 300kg

Produktnummer: CM70350

Rullestolsvekt med rekkverk M503 Medisinsk Klasse III

Stor plattformvekt for rullestol - godkjent for medisinsk bruk klasse III. Kapasitet på 300 kg.

Vekten har BMI og dynamisk veiefunksjon. Plattformen er stor, 84x88 cm, med lav høyde for enkel tilgang. Med smarte håndtak og hjul, er det lett å transportere vekten.



Base for all products

Vekt

Lengde

Bredde

Høyde

Bestillingsvare eller på lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70350>