

EKG apparat E12 12-avlednings-EKG

Produktnummer: CM90072

10,1" farge-LCD (1280×800), betjenes via berøringsskjerm eller knapper. Viser: EKG-bølge (3/6/12-avledninger), HR, papir hastighet, sensitivitet, filter status, klokke, batteri, bakgrunns rutenett, målte data og tolkning. Varsler: løs elektrode (lead-off) og overbelastning.

Lagrer minst 4000 journaler.

Historiske data kan: gjennomgås, søkes i, endres, eksporteres (dat, pdf, xml, bmp, jpeg, png) og skrives ut.

Wi-Fi, LAN og USB.

Automatisk opplasting/nedlasting av rapporter.

Støtter eksternt USB-tastatur, mus, skanner og skriver.

ilbehør:
PC-programvare, konverteringsklemme + engangselektrode, tralle/vogn.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90072>